

高田ベッド

65-8564-35 カバーリングDX 幅70×長さ190×高さ60cm クリーム TB-1497

[takada bed]



アズワン品番 65-8564-35

型番 TB-1497

入り数 1個

標準価格 -円

定額送料 2,400円(税抜)

参考画像



特徴

シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。
お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。
予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。

仕様

カラー:クリーム

サイズ:幅70×長さ190×高さ60cm

重量:24kg

マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))

孔:無孔

メーカー規格外のサイズの為、価格は都度お見積りください。

※この商品は別途費用が発生する場合があります。