

## 高田ベッド

# 65-8564-45 カバーリングDX 幅50×長さ180×高さ40cm アイボリー TB-1497

[takada bed]



アズワン品番	65-8564-45
型番	TB-1497
入り数	1個
標準価格	-円
定額送料	2,400円(税抜)

## 参考画像



## 特徴

- シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。
- お灸治療でもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。
- 予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。

## 仕様

- カラー: アイボリー
- サイズ: 幅50×長さ180×高さ40cm
- 重量: 24kg
- マット: オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))
- 孔: 無孔
- ※この商品は別途費用が発生する場合があります。