

高田ベッド

65-8564-85 カバーリングDX 幅60×長さ170×高さ65cm アイボリー TB-1497

[takada bed]



アズワン品番 65-8564-85

型番 TB-1497

入り数 1個

標準価格 -円

定額送料 2,400円(税抜)

参考画像



特徴

シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。
お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。
予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。

仕様

カラー:アイボリー

サイズ:幅60×長さ170×高さ65cm

重量:24kg

マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))

孔:無孔

※この商品は別途費用が発生する場合があります。