

# AXEL

## 高田ベッド

# 65-8564-92 カバーリングDX 幅60×長さ180×高さ65cm アイボリー TB-1497

[takada bed]



|        |            |
|--------|------------|
| アズワン品番 | 65-8564-92 |
| 型番     | TB-1497    |
| 入り数    | 1個         |
| 標準価格   | -円         |
| 定額送料   | 2,400円(税抜) |

## 参考画像



## 特徴

シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。  
お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。  
予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。

## 仕様

カラー:アイボリー

サイズ:幅60×長さ180×高さ65cm

重量:24kg

マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))

孔:無孔

※この商品は別途費用が発生する場合があります。