

## 高田ベッド

# 65-8564-94 カバーリングDX 幅60×長さ190×高さ40cm アイボリー TB-1497

[takada bed]



アズワン品番 65-8564-94

型番 TB-1497

入り数 1個

標準価格 -円

定額送料 2,400円(税抜)

## 参考画像



## 特徴

シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。  
お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。  
予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。

## 仕様

カラー:アイボリー

サイズ:幅60×長さ190×高さ40cm

重量:24kg

マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))

孔:無孔

メーカー規格外のサイズの為、価格は都度お見積りください。

※この商品は別途費用が発生する場合があります。