

Restek

GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.53×30m df=0.50


特徴

Crossbond® cyanopropylmethyl phenylmethyl polysiloxane

USP Phase G7、G19 相当

強極性カラム





脂肪酸メチルエステル、炭水化物、ステロール、香料












Similar to: (50 %-cyanopropylmethyl)-methylphenylpolysiloxane

シリーズ共通仕様

相当品	DB-225ms、CP-Sil 43CB
-----	----------------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	67-4792-57	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.25×15m df=0.25	14020	1本	71,200円 3,500円	
	67-4792-58	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.32×15m df=0.25	14021	1本	77,400円 3,500円	
	67-4792-67	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.53×15m df=1.00	14052	1本	81,700円 3,500円	
	67-4792-60	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.25×30m df=0.25	14023	1本	118,200円 3,500円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	67-4792-63	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.25×30m df=0.50	14038	1本	118,200円 3,500円	
	67-4792-61	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.32×30m df=0.25	14024	1本	125,700円 3,500円	
	67-4792-64	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.32×30m df=0.50	14039	1本	125,700円 3,500円	
	67-4792-68	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.32×30m df=1.00	14054	1本	125,700円 3,500円	
	67-4792-65	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.53×30m df=0.50	14040	1本	140,900円 3,500円	
	67-4792-69	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.53×30m df=1.00	14055	1本	140,900円 3,500円	
	67-4792-62	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.25×60m df=0.25	14026	1本	201,700円 3,500円	
	67-4792-70	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.32×60m df=1.00	14057	1本	218,700円 3,500円	
	67-4792-59	GC、GC/MS用キャピラリーカラム Rtx(R)-225 0.53×15m df=0.25	14022	1本	70,200円 3,500円	