




ニプロ

GBチューブ18F-IS3

特徴



誤接続防止タイプのGB胃瘻バルーンカテーテルをラインナップしています。しました。

ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。

バルーンの水抜けが少ないガスバリアー性のシリコーンバルーンを使用しています。

GB胃瘻バルーンカテーテルは30日間バルーン水の入れ替えが不要です。

バルーンの水抜けが少ないガスバリアー性のシリコーンバルーンを使用しています。

GB胃瘻バルーンカテーテルは30日間バルーン水の入れ替えが不要です。

患者さんに優しい形状のバルーンを使用しています。

胃壁損傷を軽減するリング型に膨らむバルーン形状です。

先端形状がテーパ加工されているため、挿入時の抵抗を軽減します。

シリーズ共通仕様

主な機能区分	交換用胃瘻カテーテル 胃留置型・バルーン型
--------	-----------------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	69-1237-42	GBチューブ12F-IS3	60-300	1本	12,600円	
	69-1237-43	GBチューブ14F-IS3	60-301	1本	12,600円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	69-1237-44	GBチューブ16F-IS3	60-302	1本	12,600円	
	69-1237-45	GBチューブ18F-IS3	60-303	1本	12,600円	
	69-1237-46	GBチューブ20F-IS3	60-304	1本	12,600円	
	69-1237-47	GBチューブ22F-IS3	60-305	1本	12,600円	
	69-1237-48	GBチューブ24F-IS3	60-306	1本	12,600円	
	69-1237-49	GBチューブ12F-IS1	60-320	1本	12,600円	
	69-1237-50	GBチューブ14F-IS1	60-321	1本	12,600円	
	69-1237-51	GBチューブ16F-IS1	60-322	1本	12,600円	
	69-1237-52	GBチューブ18F-IS1	60-323	1本	12,600円	
	69-1237-53	GBチューブ20F-IS1	60-324	1本	12,600円	
	69-1237-54	GBチューブ22F-IS1	60-325	1本	12,600円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	69-1237-55	GBチューブ24F-IS1	60-326	1本	12,600円	