


ハナキゴム

7-059-01 指サック(溶剤用) 30個入 S-太

[Hanaki Gomu Seizosho K. K.] Finger Cots (For Solvent) S-Thick 30 Pieces



アズワン品番	7-059-01
JANコード	4975918910610
型番	S-太
入り数	1箱(30個入)
標準価格	-円



特徴

有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。

仕様

型番:S-太

材質:PU(ポリウレタン)

厚み:0.25mm

内径×長さ(mm): φ20×70

入数:1ケース(30個入)

※有機溶剤の種類によっては耐用しない場合があります。

荷姿サイズ:150×70×60mm 0.07kg [\[荷姿サイズについて\]](#)

RoHS2 (EU) 2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)