

永遠企画

聴診器・体温計・パルス収納ポーチ グリーン/ブラック

特徴



機能的なポーチです!

クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。

ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。

シリーズ共通仕様

材質	クロロプレンゴム・ナイロンジャージ	サイズ	210×360mm
----	-------------------	-----	-----------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	7-4635-02	聴診器・体温計・パルス収納ポーチ ネイビー/レッド	OR-17414	1個	7,980円	
	7-4635-01	聴診器・体温計・パルス収納ポーチ レッド/ネイビー	OR-17462	1個	7,980円	
	7-4635-03	聴診器・体温計・パルス収納ポーチ オレンジ/ブラック	OR-17454	1個	7,980円	
	7-4635-04	聴診器・体温計・パルス収納ポーチ グリーン/ブラック	OR-17435	1個	7,980円	