


# AXEL

Biotium

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker) (MS4A1/3410), Biotin conjugate, 0.1mg/mL 500uL



## シリーズ共通仕様

|           |        |                |                            |
|-----------|--------|----------------|----------------------------|
| Origin    | Animal | Concentration  | 0.1 mg/mL                  |
| Conjugate | Biotin | Storage buffer | PBS, 0.1% BSA, 0.05% azide |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



83-1663-80

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker) (MS4A1/3410), Biotin conjugate, 0.1mg/mL 100uL

BNCB3410-100

1個

54,000円

| 商品イメージ                                                                            | アズワン品番     | 商品名                                                                          | 型番           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-1663-81 | CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker) (MS4A1/3410), Biotin conjugate, 0.1mg/mL 500 uL | BNCB3410-500 | 1個 | 148,000<br>円                 |    |