

AXEL

Wuhan Feiyue Biotechnology

POLYCLONAL ANTI- UPREGULATOR OF CELL PROLIFERATION (URGCP)

100uL



シリーズ共通仕様

免疫動物	RABBIT	交差性	MOUSE
精製	ANTIGEN-SPECIFIC + PROTEIN A AFFINITY CHROMATOGRAPHY	濃度	500μG/ML
組成	PBS, PH7.4, CONTAINING 0.02% NAN3, 50% GLYCEROL.	別名	URG4; UP REGULATED GENE 4; HBV X PROTEIN UP-REGULATED GENE 4 PROTEIN; HBXAG UP-REGULATED GENE 4 PROTEIN

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-2159-42	POLYCLONAL ANTI- UPREGU LATOR OF CELL PROLIFERATI ON (URGCP) 100uL	FY-AB50030	1個	41,000円	
	83-2159-45	POLYCLONAL ANTI- UPREGU LATOR OF CELL PROLIFERATI ON (URGCP) 100uL	FY-AB50031	1個	41,000円	
	83-2159-43	POLYCLONAL ANTI- UPREGU LATOR OF CELL PROLIFERATI ON (URGCP) 200uL	FY-AB50030	1個	57,000円	
	83-2159-46	POLYCLONAL ANTI- UPREGU LATOR OF CELL PROLIFERATI ON (URGCP) 200uL	FY-AB50031	1個	57,000円	
	83-2159-44	POLYCLONAL ANTI- UPREGU LATOR OF CELL PROLIFERATI ON (URGCP) 1ML	FY-AB50030	1個	147,000 円	