

AXEL

Assay Genie

COPA Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P53621		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-02	COPA Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19651-20	1個	33,000円	
	83-4635-03	COPA Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19651-100	1個	115,000円	