

# AXEL

Assay Genie

## p63 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



### シリーズ共通仕様

|               |            |     |              |
|---------------|------------|-----|--------------|
| Antibody Type | Monoclonal | 適用  | WB,IHC       |
| 免疫動物          | Rabbit     | 交差性 | Human, Mouse |
| Uniprot       | Q9H3D4     |     |              |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                  | 型番           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4635-04 | p63 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL  | CAB19652-20  | 1個 | 32,000円                      |    |
|  | 83-4635-05 | p63 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL | CAB19652-100 | 1個 | 96,000円                      |    |