

AXEL

Assay Genie

p63 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse
Uniprot	Q9H3D4		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-04	p63 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19652-20	1個	32,000円	
	83-4635-05	p63 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19652-100	1個	96,000円	