

AXEL

Assay Genie

[KO Validated] NF-kB p65/RelA Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC,IF,IP
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat, Monkey
Uniprot	Q04206		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-06	[KO Validated] NF-kB p65/ RelA Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19653-20	1個	33,000円	
	83-4635-07	[KO Validated] NF-kB p65/ RelA Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19653-100	1個	115,000円	