

AXEL

Assay Genie

[KO Validated] active + pro Caspase-3 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P42574		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-08	[KO Validated] active + pro Caspase-3 Rabbit Monocl onal Antibody 20uL	CAB19654-20	1個	33,000円	
	83-4635-09	[KO Validated] active + pro Caspase-3 Rabbit Monocl onal Antibody 100uL	CAB19654-100	1個	115,000 円	