

AXEL

Assay Genie

Fibrinogen alpha chain (FGA) Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P02671		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-14	Fibrinogen alpha chain (F GA) Rabbit Monoclonal Ant ibody 20uL	CAB19658-20	1個	33,000円	
	83-4635-15	Fibrinogen alpha chain (F GA) Rabbit Monoclonal Ant ibody 100uL	CAB19658-100	1個	115,000 円	