

AXEL

Assay Genie

Cytochrome P450 4A (CYP4A11) Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q02928		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-24	Cytochrome P450 4A (CYP 4A11) Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19662-20	1個	33,000円	
	83-4635-25	Cytochrome P450 4A (CYP 4A11) Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19662-100	1個	115,000 円	