

# AXEL

Assay Genie

[KO Validated] TTC11/FIS1 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



## シリーズ共通仕様

|               |            |     |                   |
|---------------|------------|-----|-------------------|
| Antibody Type | Monoclonal | 適用  | WB,IHC,IF,IP      |
| 免疫動物          | Rabbit     | 交差性 | Human, Mouse, Rat |
| Uniprot       | Q9Y3D6     |     |                   |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                                           | 型番           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4635-32 | [KO Validated] TTC11/FIS1<br>Rabbit Monoclonal Antibody 20uL  | CAB19666-20  | 1個 | 33,000円                      |    |
|  | 83-4635-33 | [KO Validated] TTC11/FIS1<br>Rabbit Monoclonal Antibody 100uL | CAB19666-100 | 1個 | 115,000円                     |    |