

AXEL

Assay Genie

[KO Validated] SIRT1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IF
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	Q96EB6		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-34	[KO Validated] SIRT1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19667-20	1個	32,000円	
	83-4635-35	[KO Validated] SIRT1 Rabbit Monoclonal Antibody 100 uL	CAB19667-100	1個	96,000円	