

# AXEL

Assay Genie

## PSD93/chapsyn-110/DLG2 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



### シリーズ共通仕様

|               |            |     |                   |
|---------------|------------|-----|-------------------|
| Antibody Type | Monoclonal | 適用  | WB,IF             |
| 免疫動物          | Rabbit     | 交差性 | Human, Mouse, Rat |
| Uniprot       | Q15700     |     |                   |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                                        | 型番           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4635-36 | PSD93/chapsyn-110/DLG2<br>Rabbit Monoclonal Antibody 20uL  | CAB19669-20  | 1個 | 32,000円                      |    |
|  | 83-4635-37 | PSD93/chapsyn-110/DLG2<br>Rabbit Monoclonal Antibody 100uL | CAB19669-100 | 1個 | 96,000円                      |    |