

AXEL

Assay Genie

PSD93/chapsyn-110/DLG2 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IF
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q15700		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-36	PSD93/chapsyn-110/DLG2 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19669-20	1個	32,000円	
	83-4635-37	PSD93/chapsyn-110/DLG2 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19669-100	1個	96,000円	