

AXEL

Assay Genie

E2F4 Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	Q16254		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-40	E2F4 Monoclonal Antibody 20uL	CAB19670-20	1個	33,000円	
	83-4635-41	E2F4 Monoclonal Antibody 100uL	CAB19670-100	1個	115,000円	