

# AXEL

Assay Genie

## EDG2/LPA-1 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



### シリーズ共通仕様

|               |            |     |                   |
|---------------|------------|-----|-------------------|
| Antibody Type | Monoclonal | 適用  | WB                |
| 免疫動物          | Rabbit     | 交差性 | Human, Mouse, Rat |
| Uniprot       | Q92633     |     |                   |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                         | 型番           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4635-42 | EDG2/LPA-1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL  | CAB19671-20  | 1個 | 33,000円                      |    |
|  | 83-4635-43 | EDG2/LPA-1 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL | CAB19671-100 | 1個 | 115,000円                     |    |