

AXEL

Assay Genie

Engrailed 1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q05925		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-44	Engrailed 1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19672-20	1個	33,000円	
	83-4635-45	Engrailed 1 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19672-100	1個	115,000円	