



Assay Genie

83-4635-45 Engrailed 1 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL CAB19672-100

[Assay Genie]



アズワン品番	83-4635-45
型番	CAB19672-100
入り数	1個
標準価格	-円



仕様

容量: 100uL

Antibody Type: Monoclonal

適用: WB

免疫動物: Rabbit

交差性: Human, Mouse, Rat

Uniprot: Q05925

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp