

AXEL

Assay Genie

PPARgamma Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Rat
Uniprot	P37231		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-48	PPARgamma Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19676-20	1個	26,000円	
	83-4635-49	PPARgamma Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19676-100	1個	88,000円	