

AXEL

Assay Genie

[KO Validated] ATG5 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC,IP
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q9H1Y0		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-50	[KO Validated] ATG5 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19677-20	1個	33,000円	
	83-4635-51	[KO Validated] ATG5 Rabbit Monoclonal Antibody 100 uL	CAB19677-100	1個	115,000 円	