

AXEL

Assay Genie

[KO Validated] DNMT1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC,IF,IP,ChIP
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P26358		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-54	[KO Validated] DNMT1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19679-20	1個	33,000円	
	83-4635-55	[KO Validated] DNMT1 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19679-100	1個	115,000円	