

AXEL

Assay Genie

TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	免疫動物	Rabbit
交差性	Human, Mouse, Rat	Uniprot	O15533

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-56	TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB1968-20	1個	25,000円	
	83-4635-57	TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB1968-100	1個	93,000円	
	83-4513-66	TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB13357-20	1個	26,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4513-67	TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB13357-100	1個	88,000円	