

AXEL

Assay Genie

Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P68400		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-62	Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19683-20	1個	33,000円	
	83-4635-63	Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19683-100	1個	115,000円	