

AXEL

Assay Genie

clAP1 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Rat
Uniprot	Q13490		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-70	clAP1 Rabbit Monoclonal A ntibody 20uL	CAB19688-20	1個	33,000円	
	83-4635-71	clAP1 Rabbit Monoclonal A ntibody 100uL	CAB19688-100	1個	115,000円	