

# AXEL

Assay Genie

## Hex Rabbit Monoclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

|               |            |     |       |
|---------------|------------|-----|-------|
| Antibody Type | Monoclonal | 適用  | WB    |
| 免疫動物          | Rabbit     | 交差性 | Human |
| Uniprot       | Q03014     |     |       |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                  | 型番           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4635-72 | Hex Rabbit Monoclonal Antibody 20uL  | CAB19689-20  | 1個 | 33,000円                      |    |
|  | 83-4635-73 | Hex Rabbit Monoclonal Antibody 100uL | CAB19689-100 | 1個 | 115,000円                     |    |