

AXEL

Assay Genie

HVEM/TNFRSF14 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	Q92956		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-74	HVEM/TNFRSF14 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB1969-20	1個	25,000円	
	83-4635-75	HVEM/TNFRSF14 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB1969-100	1個	93,000円	