

AXEL

Assay Genie

PIM1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P11309		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-86	PIM1 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19695-20	1個	33,000円	
	83-4635-87	PIM1 Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19695-100	1個	115,000円	