

AXEL

Assay Genie

Progesterone Receptor Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	P06401		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-90	Progesterone Receptor Rabbit Monoclonal Antibody 20uL	CAB19697-20	1個	26,000円	
	83-4635-91	Progesterone Receptor Rabbit Monoclonal Antibody 100uL	CAB19697-100	1個	88,000円	