

# AXEL

Assay Genie

## NR1I3 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

|               |                   |         |        |
|---------------|-------------------|---------|--------|
| Antibody Type | Polyclonal        | 免疫動物    | Rabbit |
| 交差性           | Human, Mouse, Rat | Uniprot | Q14994 |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                        | 型番          | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4635-94 | NR1I3 Rabbit Polyclonal A<br>ntibody 20uL  | CAB1970-20  | 1個 | 25,000円                      |    |
|  | 83-4635-95 | NR1I3 Rabbit Polyclonal A<br>ntibody 100uL | CAB1970-100 | 1個 | 93,000円                      |    |
|  | 83-4591-39 | NR1I3 Rabbit Polyclonal A<br>ntibody 20uL  | CAB17066-20 | 1個 | 26,000円                      |    |

| 商品イメージ                                                                            | アズワン品番     | 商品名                                    | 型番           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4591-40 | NR1I3 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL | CAB17066-100 | 1個 | 88,000円                      |    |