

AXEL

Assay Genie

[KO Validated] SQSTM1 /p62 Rabbit Monoclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Monoclonal	適用	WB,IHC,IF,IP
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q13501		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4635-96	[KO Validated] SQSTM1/p 62 Rabbit Monoclonal Anti body 20uL	CAB19700-20	1個	33,000円	
	83-4635-97	[KO Validated] SQSTM1/p 62 Rabbit Monoclonal Anti body 100uL	CAB19700-100	1個	115,000 円	