

AXEL

Assay Genie

HARS Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse
Uniprot	P12081		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-01	HARS Rabbit Polyclonal Anti body 20uL	CAB7899-20	1個	26,000円	
	83-4792-02	HARS Rabbit Polyclonal Anti body 100uL	CAB7899-100	1個	88,000円	