

AXEL

Assay Genie

Huntingtin Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Rat
Uniprot	P42858		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-03	Huntingtin Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7900-20	1個	32,000円	
	83-4792-04	Huntingtin Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7900-100	1個	96,000円	