

AXEL

Assay Genie

HRAS Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P01112		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-05	HRAS Rabbit Polyclonal Anti body 20uL	CAB7901-20	1個	25,000円	
	83-4792-06	HRAS Rabbit Polyclonal Anti body 100uL	CAB7901-100	1個	93,000円	