

# AXEL

Assay Genie

## KCNS3 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



### シリーズ共通仕様

|               |            |     |                   |
|---------------|------------|-----|-------------------|
| Antibody Type | Polyclonal | 適用  | WB,IHC            |
| 免疫動物          | Rabbit     | 交差性 | Human, Mouse, Rat |
| Uniprot       | Q9BQ31     |     |                   |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                    | 型番          | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4792-15 | KCNS3 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL  | CAB7906-20  | 1個 | 25,000円                      |    |
|  | 83-4792-16 | KCNS3 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL | CAB7906-100 | 1個 | 93,000円                      |    |