

AXEL

Assay Genie

EG5/KIF11 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IF,IP
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	P52732		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-17	EG5/KIF11 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7907-20	1個	25,000円	
	83-4792-18	EG5/KIF11 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7907-100	1個	93,000円	