

# AXEL

Assay Genie

## LIM2 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



### シリーズ共通仕様

|               |            |     |                   |
|---------------|------------|-----|-------------------|
| Antibody Type | Polyclonal | 適用  | WB                |
| 免疫動物          | Rabbit     | 交差性 | Human, Mouse, Rat |
| Uniprot       | P55344     |     |                   |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                       | 型番          | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4792-21 | LIM2 Rabbit Polyclonal Anti<br>body 20uL  | CAB7909-20  | 1個 | 25,000円                      |    |
|  | 83-4792-22 | LIM2 Rabbit Polyclonal Anti<br>body 100uL | CAB7909-100 | 1個 | 93,000円                      |    |