

AXEL

Assay Genie

P2RX1 Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	ELISA,WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	P51575		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-31	P2RX1 Polyclonal Antibody 20uL	CAB7914-20	1個	30,000円	
	83-4792-32	P2RX1 Polyclonal Antibody 100uL	CAB7914-100	1個	82,000円	