

AXEL

[Assay Genie](#)

[KO Validated] PFKP Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IHC,IF
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q01813		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-35	[KO Validated] PFKP Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7916-20	1個	25,000円	
	83-4792-36	[KO Validated] PFKP Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7916-100	1個	93,000円	