

AXEL

Assay Genie

PGAM2 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IF
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P15259		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-37	PGAM2 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7917-20	1個	25,000円	
	83-4792-38	PGAM2 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7917-100	1個	93,000円	