

# AXEL

Assay Genie

## PHEX Polyclonal Antibody 100uL



### シリーズ共通仕様

|               |            |     |          |
|---------------|------------|-----|----------|
| Antibody Type | Polyclonal | 適用  | ELISA,WB |
| 免疫動物          | Rabbit     | 交差性 | Human    |
| Uniprot       | P78562     |     |          |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                | 型番          | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|----|------------------------------|----|
|  | 83-4792-39 | PHEX Polyclonal Antibody 20<br>uL  | CAB7918-20  | 1個 | 30,000円                      |    |
|  | 83-4792-40 | PHEX Polyclonal Antibody 10<br>OuL | CAB7918-100 | 1個 | 82,000円                      |    |