

AXEL

Assay Genie

AMPKbata1 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q9Y478		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-45	AMPKbata1 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7921-20	1個	25,000円	
	83-4792-46	AMPKbata1 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7921-100	1個	93,000円	