

AXEL

Assay Genie

SAFB Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IHC,IF
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q15424		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-57	SAFB Rabbit Polyclonal Anti body 20uL	CAB7927-20	1個	25,000円	
	83-4792-58	SAFB Rabbit Polyclonal Anti body 100uL	CAB7927-100	1個	93,000円	